

"La passion du secours"

Réf. 330016 Rescue Randy 25 kg

Réf. 330017 Rescue Randy 48 kg

Réf. 330018 Rescue Randy 65 kg

Réf. 330019 Rescue Randy 75 kg

RESCUE RANDY **Mannequin adulte de sauvetage**



**9 Rue Lucien Rosengart—B.P.621
01506 Ambérieu en Bugey cedex
Tél. 04 74 46 13 00 - Fax 04 74 38 35 22**

**9, Rue Lucien Rosengart - B.P.621
01506 Ambérieu en bugey
Tél. 04 74 46 13 00
Fax 04 74 38 35 22**



Mannequin adulte de sauvetage Rescue Randy :

Ce manuel a pour objet de vous familiariser avec le fonctionnement. L'entretien et la maintenance du mannequin Randy. Comme l'ensemble des produits de la gamme, ce mannequin a été élaboré avec des standards de haute qualité.

Caractéristiques

- Le Randy réplique le poids, les sensations et la résilience d'un corps humain. Il est articulé et peut être utilisé dans de nombreux exercices de sauvetage incluant notamment l'auto extrication, la mise en place de pantalons anti-choc et tout autre procédure d'urgence.
- Note: en aucun cas le crochet de l'œil à l'arrière du mannequin ne doit être utilisé pour suspendre le mannequin à quelque soit la hauteur. Si l'exercice nécessite de suspendre le mannequin, alors ce dernier doit être mis dans un harnais adéquat et correspondant à la procédure.

Pour les exercices de sauvetage dans l'eau, utilisez un mannequin spécifique reproduisant les caractéristiques d'une personne noyée, comme le mannequin WATER RESCUE.

Structure

- Le corps du Randy est construit sur un squelette d'acier avec un câble flexible.
- Des élargissements des segments du corps, des ouvertures de connexion de câble et des espaces entre les jointures du corps peuvent apparaître avec une utilisation intensive. Ceci n'affecte pas l'usage opérationnel du mannequin.

Entretien et maintenance :

Le mannequin adulte est conçu pour les programmes de sauvetage. Il faut donc en prendre soin. Il est recommandé qu'il ne soit pas lâché ni confronté à des températures de plus de 37,7°C (100°F), à l'exception de courtes durées. Ces précautions éviteront la déformation du corps et un endommagement possible de la structure du squelette.

Faites attention que le corps ou les membres ne soient pas troués ou déchirés. Évitez de tordre les bras et jambes dans des positions qu'un corps humain normal ne pourrait supporter.

ATTENTION: ne pas lier les bras et les jambes ensemble.

Après chaque exercice, ou dès que nécessaire, lavez le Randy avec de l'eau chaude savonneuse (ne pas immerger le mannequin dans l'eau). Il est déconseillé d'utiliser des solvants ou des nettoyants trop puissants. Le Randy peut être utilisé à basses températures, et dans ce cas, le corps peut être plus dur. La flexibilité normale sera retrouvée avec une température plus élevée.

Stockage

Si possible, ranger le Randy dans une pièce tempérée : entre 16,6° et 26,6°C, et de préférence dans un sac fermé.

