

Manuel d'utilisation

SONDE D'ASPIRATION ASPIJET



REF : 401215

Sonde d'aspiration stérile complète de type jankauer et raccord finger typ.

Description : Sonde d'aspiration en PVC.
Matériel stérile à usage unique.



Indications : Aspiration trachéale et bronchique ou aspiration buccale.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Les sondes d'aspiration doivent être utilisées par du personnel qualifié.

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité

Utilisation :

Raccorder la sonde à un système d'aspiration. Procéder à l'aspiration des sécrétions ou des corps étrangers dans la cavité buccale.

Dispositif médical selon la directive européenne 93/42/CEE : classe 2a.

Dumont Sécurité
9 rue Lucien Rosengart - 01506 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 04 74 46 13 00 / Fax : 04 74 38 35 22
www.dumont-securite.fr / info@dumont-securite.fr

