

# NOTICE D'UTILISATION

## LAMPE STYLO D'EXAMEN JETABLE

### RÉF : 970263

#### Présentation générale :

Lampe stylo de couleur blanche avec piles incorporées jetable.  
Dispositif permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour les examens et plus particulièrement des examens buccaux.  
Peut s'utiliser pour un examen des yeux.

Résistance Température : - 5°C + 40°C.

Poids : 28 gr.

Dimensions (L x Ø) : 117 x 13 mm.

N'est pas un dispositif médical.

#### Utilisation du produit :

Enlevez le petit film plastique situé sur la branche en inox, puis appuyez sur celle-ci pour pouvoir allumer l'ampoule.

#### Précaution d'emploi :

Ne pas mettre en contact avec un liquide (eau).  
Stocker dans un endroit sec et Propre.

#### Entretien :

Nettoyer avec un chiffon sec ou humide avec du savon.

